

Model: MGS-N12CS

Shenzhen PinKing E-Commerce Co., Ltd. Web: www.naipocare.com Email: support@naipocare.com Add: Hunan City Electronic Trading Building P30 Room 114, Longgang District, Shenzhen, China. CE, RoHS, Made in China

Contents

English ----- 01-05
Deutsch ----- 06-10
Français ----- 11-15
Español ----- 16-20
Italiano ----- 21-25

Table with 2 columns: Model (MGS-N12CS) and specifications (Name, Input Voltage, Power, Default Time, Low Battery, Charging Time, Locking Time).

Frequently questions

Table with 3 columns: Question, Answer, Solution. Covers topics like broken, product not work, too slow and underpower, suddenly stop in working process, abnormal sound.


If the problem persists, please DO NOT USE continue and contact your distributor. Consult your doctor prior to use this product! You have a cardiac pacemaker, artificial joints or electronic implants.

Important safety warning Do not use the product with wet hands or put the wire hand. Do not use a power source other than the rated voltage. In case of electric shock, do not plug or unplug this product when your hands are wet.

Do not use the product if room temperature is higher than 40 degrees. Do not use the product in wet or too dusty environment to in case of electric shock or malfunction. Do not use in lightning weather and pull the power plug off the outlet.


Disassembly prohibited Do not disassemble the internal components of the product in case of product damage. In addition to our designated service technician, please do not make a decomposition, modification and maintenance management.

Cleaning and maintenance Maintenance Please use a mild detergent and a soft cloth to clean in daily maintenance. Do not use oil, organic solvents or other chemical agents and also a wire to scrub the blades.



Parts Name and Functions Control Buttons Description 1. Speed control 3 levels of speed, the default is high speed, press one time to low speed, press again middle speed, the high speed.

3. HI (Heater) You can choose to stop heating function when it is working, press one time, stop heating function, press again, heating function work again. Tips The product using the safety of the overheating protection device, it will stop when the temperature is overheating, you have to open again after cooling temperature.



Parts Name and Functions Control Buttons Description 1. Speed control 3 levels of speed, the default is high speed, press one time to low speed, press again middle speed, the high speed.

Table with 2 columns: Model (MGS-N12CS) and specifications (Name, Input Voltage, Power, Default Time, Low Battery, Charging Time, Locking Time, Nutritional Value).

Table with 2 columns: Model (MGS-N12CS) and specifications (Name, Input Voltage, Power, Default Time, Low Battery, Charging Time, Locking Time, Nutritional Value).


Wenn die Probleme bestehen bleiben, vermeiden Sie dem weiteren Gebrauch und kontaktieren Sie Ihren Verkäufer. Hinweis: Entfernen Sie die Produktverpackung nicht ohne Genehmigung. Konsultieren Sie einen Arzt beim Gebrauch wenn: Sie einen Herzschrittmacher, künstliche Gelenke oder elektronische Implantate mit sich führen.

1. Periode de rodage de la nouvelle machine 2. Le fait est que dans le moteur ou sur le boîtier, il y a des résidus de fabrication ou des sautes de montage et la rouille, c'est normal.

Si der Stromnetz beschädigt, ersetzen oder reparieren Sie es nicht selbst, sondern rufen Ihren Hersteller, Verkäufer oder Spezialisten an. Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn eine Zimmertemperatur 40 Grad übersteigt.


Ne pas utiliser d'autre source d'alimentation excepté la tension nominale pour éviter des incendies ou de dommages du produit. Ne pas brancher la corde électrique avec les mains mouillées pour éviter un choc électrique.

Säuberung und Instandhaltung Instandhaltung Bitte verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch zum Säubern. Ölsäure, organische Lösungsmittel oder andere chemische Mittel sowie Wasserstrahl sollten vermieden werden.



Bezeichnung und Funktion Beschreibung Kontrolle 1. Speed control 3 Geschwindigkeitsstufen für Auswahl. Ermöglicht beidseitig für längeren, normaligen beidseitig für mittel schnell und noch stärker beidseitig für schnell. Der Standard beim einschalten ist auf Normal geschaltet.

3. HI (Heater) Bei der Taste kann das Gerät abstehen um die Inbetriebnahme auszusuchen. Bestätigen Sie nachher um es einzuschalten. Hinweis: Das Gerät hat eine Überhitzungsschutzvorrichtung eingebaut und schaltet sich von selbst ab wenn es überhitzt. Danach wieder einschalten wenn es sich selbst abgekühlt hat.




Bezeichnung und Funktion Beschreibung Kontrolle 1. Speed control 3 Geschwindigkeitsstufen für Auswahl. Ermöglicht beidseitig für längeren, normaligen beidseitig für mittel schnell und noch stärker beidseitig für schnell. Der Standard beim einschalten ist auf Normal geschaltet.

Table with 2 columns: Model (MGS-N12CS) and specifications (Name, Input Voltage, Power, Default Time, Low Battery, Charging Time, Locking Time, Nutritional Value).

CET APPAREIL NE CONVIENT PAS AUX PERSONNES SUIVANTES Les personnes suivantes doivent consulter leur médecin avant d'utiliser l'appareil: 1. Celles qui ont un appareil électrique implanté dans leur corps (pacemaker...)

Ne pas utiliser d'autre source d'alimentation excepté la tension nominale pour éviter des incendies ou de dommages du produit. Ne pas brancher la corde électrique avec les mains mouillées pour éviter un choc électrique.

INTERDI DE DÉMONTÉRE In the do personnel de maintenance désigné par notre société, le produit ne peut être démonté sans être démonté, entretenir le modèle. Si vous avez des problèmes, veuillez contacter le distributeur.



NOM ET FONCTION DES PARTIES Description des boutons de commande 1. Touche de vitesse Régule de la vitesse de massage (haut-moyen-bas). Régulez la vitesse de massage par défaut des 3 vitesses.





Table with 2 columns: Model (MGS-N12CS) and specifications (Name, Input Voltage, Power, Default Time, Low Battery, Charging Time, Locking Time, Nutritional Value).

Ne aplo para gente con este producto Si no se sienten pronto, consulte al médico, en la orientación de los médicos puede utilizar los productos. 1. Falta de energía eléctrica 2. Movimiento automático de protección de alta temperatura

Ne pas utiliser d'autre source d'alimentation excepté la tension nominale pour éviter des incendies ou de dommages du produit. Ne pas brancher la corde électrique avec les mains mouillées pour éviter un choc électrique.

Manutenção e conservação dos produtos Método de manutenção 1. Limpeza Use um pano suave, detergente delicado e um pano morno, não utilize óleo, solvente orgânico e outras substâncias químicas perigosas imediatamente após o uso.



Nombres y funciones de las piezas La descripción del botón de control 1. Botón de control de velocidad La regulación de velocidad de las velocidades. Acciona la velocidad por defecto de las 3 velocidades.





Table with 2 columns: Model (MGS-N12CS) and specifications (Name, Input Voltage, Power, Default Time, Low Battery, Charging Time, Locking Time, Nutritional Value).

Uteni Scongligari Se non vi sentite pronto, consultate il vostro medico. 1. Mancanza di corrente elettrica 2. Movimento automatico di protezione di alta temperatura

Quando il cavo di alimentazione è danneggiato, non riparare e sostituirlo, contattate il rivenditore o professionista qualificato per sostituire o riparare. Non utilizzare il prodotto in ambiente di temperatura superiore a 40 gradi centigradi.

Montaggio Vietato Non montare l'apparato da sé sul tavolo, per evitare qualche danno del dispositivo. Oltre al nostro professionista di riparazione, è proibito smontare, riparare o modificare l'apparato.



Nombre delle Parti e Funzioni Instrukcje obsługi 1. Wyklicz 3 leveli si masaggio regulabilni Wyklicz predstawić 3 leveli. Przemysłowa wartość początkowa to 3 leveli.

