


Naipo

Instruction Manual 3D BACK MASSAGER



Model: MGM-183

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P05
Room 116, Longgang District, Shenzhen, China



Contents

English	01-03
Deutsch	04-06
Español	07-09
Italiano	10-12

This manual should be kept on hand for easy reference. It is your guide to a safe and efficient operation.

TECHNOLOGY PARAMETER

Name: 3D Back Massage
Type: MGM-183
Rated Voltage: DC 12V, 2.5A
Rated Power: 30W

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) The product should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when it is not used and before putting on or taking off pants.
- 2) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 3) Close supervision is necessary when this appliance is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
- 4) Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments which are not recommended by the manufacturer.
- 5) Never operate this product if it is dropped, has a damaged cord or plug, malfunction or it is dropped into water. Return the product to service center for examination and repair.
- 6) Do not carry this product by its supply cord or use cord as a handle.
- 7) Keep the cord away from heated surfaces.
- 8) Never operate the product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- 9) Never drop or insert any object into any opening.
- 10) Do not use outdoors.
- 11) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is administered.
- 12) To disconnect, switch off all controls and remove plug from outlet.
- 13) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with this appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 14) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer.
- 15) Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unintended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous. The appliance has a heated surface. Persons sensitive to heat must be careful when using the appliances.
- 16) please don't use more than half an hour for one time.

- 01 -

HOW TO OPERATE

1. Plug in the mains plug. All LED lights will become green, and the back roller will work automatically.
2. Press the ON/OFF on the back, the device changes to heat and rolling function, all lights turn to red, and back roller continue to move.
3. Press the ON/OFF again, the device will stop working.

Application position
Enjoy the massage of any parts of body.



Massage at any time
Suitable in the office, home or car.

Two Modes
As starting the machine, the light is green, press the power key once, the light is red with heating function.

Exterior
Both hands grip design, can easily be adjusted for massaging and enjoying on different parts of the body.

SUITABLE CROWD



Officer/Student
Using computer for long time leads to stiff muscles.

Elderly people
Muscle rigidity and backache.

Driver
The tense of shoulder muscle caused by long-time driving. (prohibiting using when driving)

- 02 -

Contact

If you need any assistance or support, please contact us. We will do our best to provide you with a viable solution.
Website: www.naipocare.com
Email: support@naipocare.com

- 03 -

Tun Sie diese Bedienungsanleitung für Ihre Referenz aufbewahren. Es ist für Sie sicher und effizient durch die Operationen durch.

Technologische Parameter

Name: 3D Rückenmassage
Typ: MGM-183
Volt: DC 12V, 2.5A
Power: 30W

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

1. Das Gerät darf niemals angeschlossen unbeaufsichtigt sein. Bei Nichtgebrauch immer von der Steckdose entfernen.
2. Es darf nicht unter einer Decke oder Kissen genutzt werden, da es hierbei zur Überhitzung und somit Brand kommen kann.
3. Besondere Aufsicht ist geboten wenn es von Kindern, Behinderten und Kranken Personen genutzt wird.
4. Nutzen Sie das Gerät wie in der Bedienungsanleitung ausgelegt und nutzen Sie keine externe Zuhilfenahme dazu.
5. Nutzen Sie das Gerät nicht wenn es einen Defekt hat. Beispielsweise durch einen Stoß oder in Berührung mit Wasser verursacht.
6. Fragen Sie das Gerät nicht am Schrun, da dieser dem langfristig nicht standhält und zum Defekt führen kann.
7. Halten Sie Kabel von heißen Oberflächen fern.
8. Halten Sie die Lüftung immer offen und fern von Druck.
9. Nutzen Sie es nicht in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel.
10. Nutzen Sie es nicht in der Gegend, wo Explosiongefahr besteht.
11. Um auszuschalten schalten Sie das Gerät aus und entfernen diese von der Steckdose.
12. Gebrauch ist ab 8 Jahren erlaubt.
13. Ist die Kabel beschädigt muss dieser vom Hersteller ausgetauscht werden.
14. Seine mit der warmen Oberfläche vorsichtig und halten Sie die von empfindlichen Stellen fern.
15. Es wird vorgeschlagen es nicht länger als eine halbe Stunde zu nutzen.

- 04 -

Gebrauchsanweisung

1. Verbinden Sie das Gerät und schalten es an. Die LED Leuchten leuchten Grün und die Massage beginnt zu arbeiten.
2. Drücken Sie auf die ON/OFF Taste um die Wärmefunktion zu aktivieren und es beginnt Rot zu leuchten an.
3. Drücken Sie die ON/OFF Taste erneut um das Gerät auszuschalten.

Anwendungspöitionen
Sie können Sie 3D Rückenmassage wie folgt nutzen:



Es eignet sich sowohl für Zuhause, im Büro als auch im Auto.

Zwei Modusse
Anschalten es leuchtet Grün. Nachmaliges betätigen der PowerTaste bringt es zum Rot leuchten mit Wärmefunktion

Halterung
Die Handgriffe eignen sich perfekt zur Ausführung der Massage, sodass es vielseitig genutzt werden kann.

Geeignete Situationen



Arbeiter/Student
Der lange Gebrauch von PC führt zu Muskelkrampf.

Ältere Personen
Muskelsteifheit und Rückenschmerzen

Fahrer
Überlasteter Druck auf der Schulter durch zu langes fahren. (Während der Fahrt ist der Gebrauch untersagt.)

- 05 -

Kontakt

Für Empfehlung und Unterstützung kontaktieren Sie uns. Wir bieten eine Lösung.
Website: www.naipocare.com
Email: support@naipocare.com

- 06 -

Este manual debe mantenerse a mano para una fácil referencia. Es su guía para una operación segura y eficiente.

TECNOLOGÍA PARÁMETRO

Nombre: 3D Masajeador de Espalda
Tipo: MGM-183
Tensión Nominal: DC 12V, 2.5A
Potencia Nominal: 30W

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1) El producto nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado. Desenchufarlo del tomacorriente cuando no está en uso y antes de poner o quitar piezas.
- 2) No lo opere bajo la manta o almohada. El calor excesivo puede producir o provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- 3) Se requiere supervisión cuando este aparato es usado por o cerca de niños, inválidos o minusválidos.
- 4) Sólo use este producto para su uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- 5) Nunca use este producto si se cae, tiene un cable o enchufe dañado, un mal funcionamiento, o se lo debe caer water. Return el producto al centro de servicio para su revisión y reparación.
- 6) No leve este producto por su cable de corriente o sujetado de utilización como asa.
- 7) Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- 8) Nunca utilice el producto con las aberturas de ventilación están bloqueadas, mantenga las aberturas limpias de pelusas, cabellos, y gineles.
- 9) Nunca deje caer ni insertar un objeto en ninguna abertura.
- 10) No utilice el aire libre.
- 11) No opere en dónde aerosol (spray) se están usando o se administre oxígeno.
- 12) Para desconectar, apague todos los controles y retire el enchufe del tomacorriente.
- 13) Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y comprendiendo los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento del usuario no serán hechos por los niños sin supervisión.
- 14) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante.
- 15) Use superficies calientes con cuidado. Puede causar quemaduras graves. No use sobre áreas de la piel insensitiva o en presencia de circulación. El mal uso del calor sin supervisión por niños o personas incapacitadas pueden ser peligrosas. El aparato cuenta con una superficie calentada. Personas sensibles al calor deben tener cuidado al usar los aparatos.
- 16) Por favor, no use más de la mitad de una hora por una sola vez.

- 07 -

CÓMO OPERAR

1. Conecte el enchufe de la red. Todos los LED lucen se convertirán en verde, y el rodillo de apoyo trabajará de forma automática.
2. Pulse el botón ON / OFF en la parte posterior, el aparato cambiar la función de calentamiento y rodar. Todas las luces se vuelven en rojo y rodillo de apoyo continúan moviéndose.
3. Pulse el botón ON / OFF de nuevo, el dispositivo dejará de funcionar.

Posición de aplicación
Disfrutar del masaje en cualquier parte del cuerpo.



Masaje en cualquier momento
Adecuada en la oficina, casa o automóvil.

Das modus
Como arranque de la máquina, la luz es verde, pulse el poder facta una vez, la luz es roja, con función de calentamiento.

Exterior
Tanto el diseño de las manos de agarre, se puede ajustar fácilmente para dar masajes y disfrutar en diferentes partes del cuerpo.

MUCHEDUMBLE CONVENIENTE



Oficial / Estudiante
El uso de la computadora por mucho tiempo conduce a la rigidez de los músculos.

Personas de edad avanzada
La rigidez muscular y dolor de espalda.

Conductor
El tiempo del músculo del hombro causada por conducción desde hace mucho tiempo. (Que prohíbe el uso durante la conducción)

- 08 -

Contacto

Si necesita ayuda o asistencia, póngase en contacto con nosotros. Haremos nuestro mejor esfuerzo para ofrecerle una solución viable.
Sitio Web: www.naipocare.com
Email: support@naipocare.com

- 09 -

Questo manuale deve essere messo mano per una consultazione facile. È una guida per una funzione sicura ed efficiente.

Parametri tecnici

Nome: 3D schienale massaggiatore
Tipo: MGM-183
Tensione tassato: DC 12V, 2.5A
Potenza tassato: 30W

Importanti istruzioni della sicurezza

- 1) Non lasciare il prodotto incustodito mentre collegato. Staccato dalla presa mentre non è uso o prima di mettere o di togliere gli parti.
- 2) Non utilizzarlo sotto una coperta o un cuscino. Riscaldamento eccessivo può causare incendi, scosse elettriche, o lesioni a persone.
- 3) È necessario un'attenta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da, o vicino a bambini, o persone disabili e invalidi.
- 4) Usare questo prodotto solo per l'uso previsto, come descritto nel presente Manuale. Non utilizzare gli accessori che non sono consigliati dal produttore.
- 5) Non utilizzarlo se è caduto e ha un cavo o la spina danneggiati o funziona male o è caduto nell'acqua. Ritornare il prodotto al centro di assistenza per riparazione e la riparazione.
- 6) Non trasportare il prodotto dal suo cavo di alimentazione o quello d'uso come maniglia.
- 7) Tenere il cavo lontano dai superfici caldi.
- 8) Non utilizzare alte aperture dell'aria bloccate, mantenere le aperture per l'aria libera di garza, capelli, e i simili.
- 9) Non cadere o inserire oggetti nelle aperture.
- 10) Non utilizzarlo all'aperto.
- 11) Non utilizzarlo dove aerosol prodotti vengono utilizzati o dove l'ossigeno viene somministrato.
- 12) Per scollegare, spegnere tutti i controlli e togliere la spina dalla presa di corrente.
- 13) Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età di 8 anni e di sopra, e le persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o la mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati controllati o forniti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e a capire i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con quest'apparecchio. Pulizia e manutenzione degli utenti non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
- 14) Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore.
- 15) Usare il superficie riscaldato con cura perché può causare gravi ustioni. Non utilizzarlo sulle aree cutanee insensitive o in presenza di scarsa circolazione. L'uso automatico del calore da parte di bambini o persone invalidi può essere rischio. L'apparecchio è dotato di una superficie riscaldato. Le persone insensibili al calore devono stare attenti quando si usano gli apparecchi.
- 16) non utilizzarlo più di mezz'ora per una volta.

- 10 -

Come utilizzare

- 1) Inserire la spina di rete. Tutte le luci LED diventerà verde, e il rullo posteriore funzionerà automaticamente.
- 2) Premere il tasto ON / OFF sul retro, il dispositivo funziona nel modo di riscaldamento e rotazione, tutte le luci si rinvigoriscono al rosso, e il rullo posteriore continua a muoversi.
- 3) Premere il tasto ON / OFF sul retro di nuovo e il dispositivo si smette di funzionare.

posizione da applicare
Godersi il massaggio in qualsiasi parte del corpo.



Massaggio in qualsiasi momento
Adatto in ufficio, a casa o in auto.

Due modalità
accendere il dispositivo, la luce è verde, premere il tasto di potere una volta, la luce diventerà rossa con funzione di riscaldamento.

Esterno
È anche un disegno per il comando di mano, può essere facilmente per il massaggio e godersi su diverse parti del corpo.

persone adatte



Ufficiale / Studente
Quell che usano il computer per un tempo lungo sentono rigidità muscolare.

Persona vecchia
Rigidità muscolare e mal di schiena.

guida
La tensione del muscolo della spalla causata da lungo tempo di guida (non utilizzare durante la guida)

- 11 -

contatto

Se avere bisogno di assistenza e sostegno, non esitare a contattarci. Faremo del nostro meglio per fornirvi una soluzione praticabile.
Sito: www.naipocare.com
Email: support@naipocare.com

- 12 -