


印刷规范

材质: 105g 铜版纸
尺寸: 80 x 100 mm

印刷: 单黑双面印刷
装订方式: 骑马钉装订

NAIPO
User Manual



Electric Scalp Massager
Model: MGSC-S

Shenzhen Pinang E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
Email: support@naipocare.com
Add: Nuanan City Electronic Trading Building P05
Room 116, Longgang District, Shenzhen, China.

CE **FC** **RoHS**
Made in China

Contents

English 01-04
Deutsch 05-08
Français 09-12
Español 13-16
Italiano 17-20

Introduction
Thank you for purchasing the Nairo Electric Scalp Massager. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Included
1 x Scalp Massager
1 x Stand
1 x User Manual
3 x Dry Cells (AA)
4 x Facial Brush Attachments

Package Included

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Model | MGSC-S |
| Name | Nairo Electric Scalp Massager |
| Power Input | DC 4.5V |


Important Safeguards
To make sure you can use this product correctly, please read user manual carefully before operating.
1. Place the massager in a dry and cool place after use.
2. Scalp massager is designed as household electronic medical care product, which is not suitable for diagnosis, therapy and other commercial use.
3. If you need to clean, please use neutral reagent.
4. People whose head was injured or operated recently can not use this product.
5. Please take out the batteries if the product is not used for a long time, or the storage may break down the massager.

6. Please do not push it hard if you're not massaging your scalp.

Q&A

| Problem | Cause | Remedy |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| The device doesn't work. | The batteries are run out. | Please change batteries. |
| The intensity is too light. | The batteries are run out. | Please change batteries. |

Product Diagram



Product Operation Guide

- Turn on: switch the indicator to "ON" location to turn on the device.
- Turn off: switch the indicator to "OFF" location to turn off the device.
- Change batteries: switch the indicator to "OPEN", then take off the battery cover, and install three AA batteries. Please notice the polarity mark.


*Notice: please make sure the oriented hole aligns guide post when closed.

Warranty & Customer Support
For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Website: www.naipocare.com
Email: support@naipocare.com

*Please note: Nairo can only provide after sale service for products purchased directly from Nairo. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Product Diagram



Einleitung
Vielen Dank, dass Sie sich für das Nairo elektrische Kopfmassagegerät entschieden haben. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig und bewahren es für zukünftige Referenz auf. Falls Sie weitere Fragen zu unserem Produkt haben sollten, wenden Sie sich bitte mit der Produktnummer und der Amazon Bestellnummer an unser Support Team.

Packung beinhaltet
1x Kopfmassagegerät
1x Stand
1x Benutzerhandbuch
3x Trockenbatterien (AA)
4 x Gesichtsbürste

Produktigenschaften

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Model | MGSC-S |
| Name | Nairo elektronische Kopfmassagegerät |
| Energiebedarf | DC 4.5V |


Wichtige Sicherheitshinweise
Um sicher zu gehen, dass Sie dieses Produkt gefahrlos anwenden können, lesen Sie bitte vor der Anwendung das Benutzerhandbuch sorgfältig durch.
1. Prüfen Sie das Massagegerät nach der Anwendung an einem kühlen, trockenen Ort.
2. Das Kopfmassagegerät ist als ein Produkt zur medizinischen Verwendung im Haushalt gedacht, welches nicht passend für die Fortführung einer Diagnose, einer Therapie oder anderen kommerziellen Zwecken ist.
3. Falls Sie das Produkt reinigen müssen verwenden Sie bitte eine neutrale Reinigung.
4. Menschen, die vor kurzem eine Kopfverletzung erlitten haben oder einer Kopf-OP unterzogen wurden, können dieses Produkt nicht anwenden.

5. Bitte nehmen Sie die Batterien raus, wenn das Produkt über einen langen Zeitraum hinweg nicht verwendet wird, so das Auslaufen der Batterien somit das Massagegerät zerstören könnte.
6. Wora Sie mit dem Gerät nicht Ihren Kopf massieren sollten Sie es nicht stark drücken.

Fragen und Antworten

| Problem | Ursache | Lösung |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Das Gerät funktioniert nicht. | Die Batterien sind leer. | Bitte tauschen Sie die Batterien aus. |
| Die Intensität ist zu schwach. | Die Batterien sind leer. | Bitte tauschen Sie die Batterien aus. |


Produkt Darstellung



Bedienungsanleitung

- Anschalten: Schalten Sie den Indikator auf die „ON“ Position, um das Gerät anzuschalten.
- Ausstellen: Schalten Sie den Indikator auf die „OFF“ Position, um das Gerät auszuschalten.
- Batterien wechseln: Schalten Sie den Indikator auf „OPEN“, Nehmen Sie dann die Batterie-Abdeckung ab und legen Sie drei AA Batterien ein. Bitte achten Sie auf die Polarität-Zeichen.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Orientierungsgloch mit dem Führungstab übereinstimmt.




1 Führungstab
2 Orientierungsgloch

Garantie und Kundendienst
Bitte fragen, Kundenstellen oder wenn Sie Hilfe bei der Verwendung Ihres Produkts benötigen sollten kontaktieren Sie uns bitte unter der unten angegebenen Adresse, die mit Ihrer Region übereinstimmt. Bitte legen Sie Ihre Amazon Bestellnummer und die Produktnummer bei.
Internetseite: www.naipocare.com
E-Mail: support@naipocare.com

* Bitte beachten Sie, dass Nairo nur für Produkte, die direkt bei Nairo erworben wurden den Kundendienst anbieten kann. Falls Sie das Produkt bei einem anderen Händler erworben haben sollten wenden Sie sich bei Garantiefolgen bitte direkt an deren Kundenservice.

Massagezonen



Introduction
Merci d'avoir acheté ce masseur électrique Nairo. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver dans un endroit sûr pour le consulter ultérieurement. Si vous avez besoin d'aide, contactez notre équipe avec le modèle de produit et le numéro de commande Amazon.

Inclus dans l'emballage
1 x Masseur de crâne
1 x Support
1 x Manuel d'utilisation
3 x Piles(AA)
4 x Broses pour le Visage

Spécifications du produit

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Modèle | MGSC-S |
| Nom | Nairo Masseur Électrique de Crâne |
| Alimentation | DC 4.5V |

Mesures de sécurité importantes
Pour vous assurer que vous pouvez utiliser correctement ce produit, veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant de l'utiliser.
1. Placez ce masseur dans un endroit sec et à l'abri d'un éventuel après utilisation.
2. Ce masseur de crâne est conçu comme produit ménager électronique de soins médicaux, qui n'est pas adapté au diagnostic, à la thérapie et à d'autres fins commerciales.
3. Si vous devez le nettoyer, utilisez un détergent neutre.
4. Les personnes dont le tête a été blessée ou opérée récemment ne peuvent pas utiliser ce produit.


5. Veuillez retirer les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, ou cela peut risquer d'endommager le moteur.

6. Veuillez ne pas appuyer trop fort si vous ne masser pas votre cuir chevelu.

Questions & Réponses

| Problèmes | Causes | Solutions |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas. | Les piles sont épuisées. | Vous devez changer les piles. |
| L'intensité est trop légère. | Les piles sont épuisées. | Vous devez changer les piles. |

Diagramme du Produit



Guide d'Utilisation


- Allumez: mettez le bouton en position "ON" pour allumer l'appareil.
- Éteindre: mettez le bouton sur "OFF" pour éteindre l'appareil.
- Remplacez les piles: mettez l'indicateur sur "OPEN", retirez la couverture des piles et installez trois piles AA. Veuillez remarquer la marque de polarité.

* Remarque: Veuillez vous assurer que le trou est aligné avec l'indicateur.

Garantie et Assistance Client
Pour toute question, assistance ou demande de garantie, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le modèle de votre produit.
Site Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

*Remarque: Nairo ne peut fournir de service après-vente que pour les produits achetés directement auprès de Nairo. Si vous avez acheté auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter directement pour des questions de service ou de garantie.

Massagezonen



Introducción
Gracias por comprar el Nairo Masajeador Eléctrico de Cuero Cabeludo. Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para futura consulta. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica facilitando el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

El pack incluye
1 x Masajeador Eléctrico del Cuero Cabeludo
1 x Soporte
1 x Manual de instrucciones
3 x Células secas (AA)
4 x Accesorios de Cepillo Faciales

Especificaciones del producto

| | |
|-------------------------|--|
| Modelo | MGSC-S |
| Nombre | Nairo Masajeador Eléctrico de Cuero Cabeludo |
| Entrada de alimentación | DC 4.5V |


Precauciones de seguridad
Para asegurarse de que puede utilizar este producto correctamente, lea detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizarlo.
1. Coloque el masajeador en un lugar seco y fresco después de su uso.
2. El masajeador de cuero cabeludo se ha diseñado como un producto médico electrónico del hogar, que no es conveniente para la diagnosis, la terapia y otro uso comercial.
3. Si usted necesita limpiar, utilice por favor un detergente te neutro.
4. La gente con la cabeza lastimada o que recientemente se ha operado no puede utilizar este producto.

5. Por favor, retire las baterías si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, o las filtraciones podrían romper el masajeador.
6. Por favor no presione muy fuerte si usted no está masajeando su cuero cabeludo.

Preguntas y Respuestas

| Problema | Causa | Solución |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| El dispositivo no funciona. | Las baterías están agotadas. | Por favor cambie las baterías. |
| La intensidad es demasiado ligera. | Las baterías están agotadas. | Por favor cambie las baterías. |


Diagrama del Producto



Guía de operación del producto

- Encendido: cambie el indicador a la posición "ON" para encender el dispositivo.
- Desactivado: cambie el indicador a la posición "OFF" para apagar el dispositivo.
- Cambie las pilas: cambie el indicador a "OPEN", luego retire la tapa de la batería e instale tres pilas AA. Observe la marca de polaridad.

Aviso: por favor, cerciórese de que el agujero está alineado cuando vaya a cerrarlo.




1 Puesto de guía
2 Agujero orientado

Garantía y Atención al cliente
Para preguntas, asistencia, soporte o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en la dirección que corresponde con su región. Incluya por favor su número de pedido de Amazon y el número de modelo del producto.
Web: www.naipocare.com
Correo electrónico: support@naipocare.com

* Tenga en cuenta: Nairo sólo puede proporcionar un servicio post-venta para los productos adquiridos directamente de Nairo. Si usted ha comprado de un vendedor diferente, póngase en contacto con ellos directamente por cuestiones de servicio o garantía.

Áreas de masaje



Introduzione
Grazie per aver acquistato il Massaggiatore Elettronico da Scapolo Nairo. Si raccomanda di leggere questo manuale attentamente e conservarlo in un posto sicuro per riferimento futuro. In caso di ulteriore assistenza, contattate il nostro team di supporto al cliente fornendo nel messaggio il numero di modello acquistato ed il numero di ordine su Amazon.

Incluso nella confezione
1 x Massaggiatore Elettronico per Scapolo
1 x Supporto
1 x Manuale d'uso
3 x Batterie (AA)
4 x Spazzola intercambiabili

Dettagli del Prodotto

| | |
|-------------------|--|
| Modello | MGSC-S |
| Nome | Massaggiatore Elettronico da Scapolo Nairo |
| Input di corrente | DC 4.5V |


Informazioni relative alla Sicurezza
Per essere sicuri di utilizzare questo prodotto correttamente, leggere il manuale d'istruzioni prima di cominciare ad utilizzarlo per comprendere il giusto funzionamento ed il modo per preservarne la corretta funzionalità.
1. Riporre il Massaggiatore Elettronico in un posto fresco e asciutto dopo ogni uso.
2. Questo dispositivo è stato progettato come un prodotto per la cura della persona da utilizzare in caso non è opportuno per rilevare diagnosi, prescrizione terapeutica o per eseguire un uso commerciale.
3. Per la pulizia, si prego di utilizzare reagenti neutri.
4. Persone che hanno ricevuto recenti operazioni o danni alla testa non dovrebbero utilizzare questo prodotto ma alla totale guarigione.

5. Rimuovere le batterie dal dispositivo se questo dovesse rimanere inutilizzato per un periodo esteso di tempo, altrimenti la dispersione di energia potrebbe danneggiare il sistema elettronico.
6. Non esercitare pressione eccessiva se la zona massaggiata non è quella acquistata ed il numero di ordine su Amazon.

Domande & Risposte

| Problema | Causa | Rimedio |
|------------------------------|--|-----------------------|
| Il dispositivo non funziona. | Le batterie hanno terminato la carica. | Cambiare le batterie. |
| L'intensità è troppo lieve. | Le batterie hanno terminato la carica. | Cambiare le batterie. |


Diagramma del Prodotto



Guida Operativa

- Accensione: spostare l'indicatore sulla posizione "ON" per accendere il dispositivo.
- Spegnimento: spostare l'indicatore sulla posizione "OFF" per spegnere il dispositivo.
- Cambio delle Batterie: spostare l'indicatore sulla posizione "OPEN", rimuovere il coperchio della batteria, inserire le batterie AA. Fare attenzione ai simboli della polarità positiva e negativa.

Nota: assicurarsi che i buchi direzionali siano allineati allo guida durante la chiusura del dispositivo when closed.



1 Linea di guida
2 Buccia di direzione

Garantía e servizio al Cliente
Per ogni tipo di domanda, asistencia, soporte o reclamo regarding la garantía, contáctenos al indicio que corresponde al vostra región. Por favor, incluya el número de pedido de Amazon, el número de modelo del producto y el número de pedido de Amazon en el mensaje.
Site web: www.naipocare.com
Email: support@naipocare.com

*Nota bene, possiamo fornire servizio post-vendita solo per i prodotti acquistati direttamente da Nairo. Se il prodotto in questione fosse stato acquistato da un rivenditore differente, vi preghiamo di contattare il venditore in questione per servizio al cliente e garanzia.

Area di Massaggio

